

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab18 Para Wb Y Elisa - Q9Np72

Número de artículo: CM0030445



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB18 humano, validado para WB y ELISA. Detecta RAB18 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el tráfico intracelular de membranas, los contactos entre el retículo endoplásmico y las gotas de lípidos, y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22931
ID de gen	22931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 del RAB18 humano (NP_067075.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NP72
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo