

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Número de artículo: CM0019195



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB1A humana, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de tráfico retículo endoplásmico-Golgi, autofagia y migración celular. 23 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5861
ID del Gen	5861
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-205 de RAB1A humana (NP_004152.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62820
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo