

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Número de artículo: CM0013224



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB1A humano (NP_004152.1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico ER-a-Golgi y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RAB1A
Observaciones/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5861
ID del Gen	5861
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RAB1A humano (NP_004152.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P62820
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo