


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab1B Para Wb, Elisa - Q9H0U4

Número de artículo: CM0027961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAB1B humano (NP_112243.1), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para detectar RAB1B en muestras humanas y de ratón, con un peso molecular de 22 kDa. Ideal para estudios de tráfico de membranas intracelulares y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] RAB1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAB1B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	81876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-201 de RAB1B humano (NP_112243.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H0U4
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo