


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab1B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0U4

Número de artículo: CM0022199



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB1B humano (proteína Rab-1B relacionada con Ras). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el tráfico ER-Golgi, la autofagia y la señalización de GTPasas.

[Aprende más](#)

| Especificación      | Detalles                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo RAB1B                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | RAB1B; proteína Rab-1B relacionada con Ras                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 81876                                                                                                                             |
| GeneID              | 81876                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-201 de RAB1B humano (NP_112243.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9H0U4                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |