

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Número de artículo: CM0019379

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RAB20 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apoya la investigación sobre tráfico de membranas, maduración de fagosomas y biología del cáncer de páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB20 pAb de conejo
Notas/Alias	RAB20
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55647
ID del Gen	55647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-190 de RAB20 humano (NP_060287.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NX57
Peso de la Proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo