

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab21 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI25

Número de artículo: CM0015262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana RAB21 (proteína Ras relacionada Rab-21), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta RAB21 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata a ~24 kDa. Ideal para estudios de tráfico de membrana, reciclaje de integrinas y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RAB21
Observaciones/Alias	RAB21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23011
GeneID	23011
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL25
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo