

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab22A Para Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Número de artículo: CM0006818

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RAB22A validado para WB, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-100). Dirigido contra la proteína Rab-22A relacionada con ras, una GTPasa clave del tráfico endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo RAB22A
Observaciones/alias	RAB22A; proteína Rab-22A relacionada con ras
Especie	Humano
GenelD (humano)	57403
GenelD	57403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de RAB22A humana (NP_065724.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UL26
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo