


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab23 Para Wb, Elisa - Q9ULc3

Número de artículo: CM0027637



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB23 humano para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Se dirige a una proteína de 27 kDa implicada en el tráfico ciliar y la señalización hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RAB23
Observaciones/Alias	HSPC137; RAB23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51715
GeneID	51715
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULC3
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo