

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab24 Para Wb, Ip, Elisa - Q969Q5

Número de artículo: CM0026655

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RAB24 validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido a la proteína relacionada con Ras Rab-24 (UniProt Q969Q5), involucrada en la autofagia y el tráfico de membranas intracelulares. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAB24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	53917
GeneID	53917
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-203 de la RAB24 humana (NP_001026847.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969Q5
Peso Molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo