


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab26 Para Wb, Elisa - Q9ULW5

Número de artículo: CM0024448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAB26 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a un regulador clave del tráfico vesicular, ideal para investigaciones en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	V46133; RAB26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25837
GeneID	25837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 del RAB26 humano (NP_055168.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULW5
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo