

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab27A (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Elisa - P51159

Número de artículo: CM0020176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB27A (validado por KD) para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta RAB27A humano y de ratón. Ideal para estudiar el transporte intracelular, la exocitosis y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] pAb de conejo anti-RAB27A
Observaciones/Alias	G52; RAM; RAB27; HsT18676; [Validado por KD] RAB27A
Especie	Humano
GeneID	5873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-221 de RAB27A humano (NP_899057.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P51159
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo