

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab27B Para Wb, Elisa - 000194

Número de artículo: CM0014910



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB27B humano, adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Investigue el tráfico de membranas dependiente de GTPasa, la dinámica endosomal y el transporte axonal. - 000194

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB27B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C25KG; RAB27B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5874
GeneID	5874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 del RAB27B humano (NP_004154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00194
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo