

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab27B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00194

Número de artículo: CM0012471



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RAB27B humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la vía endocítica tardía y el tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB27B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	C25KG
Especie	Humano
GenelD (humano)	5874
GenelD	5874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de RAB27B humano (NP_004154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00194
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo