


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab28 Para Wb, Elisa - P51157

Número de artículo: CM0022222



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB28 validado para WB y ELISA. Dirigido contra la RAB28 humana, una pequeña GTPasa implicada en el tráfico de membranas y la eliminación de los segmentos externos de las células cono. Adecuado para aplicaciones de investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB28 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CORD18; RAB28
Especie	Humana
GeneID (humano)	9364
GeneID	9364
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P51157
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo