


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab2A Para Wb, Elisa - P61019

Número de artículo: CM0020419



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana RAB2A (proteína relacionada con Ras Rab-2A). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Regula el transporte ER-Golgi y la autofagia. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	LHX; RAB2; RAB2A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5862
ID del Gen	5862
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de la RAB2A humana (NP_002856.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61019
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo