


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab2A Para Wb Y Elisa - P61019

Número de artículo: CM0016208



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a RAB2A humano para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de autofagia y tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LHX, RAB2, RAB2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de RAB2A humano (NP_002856.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61019
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo