

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab31 Para Wb Y Elisa - Q13636

Número de artículo: CM0030431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB31 (Rab22B) humano para transferencia western y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado con inmunógeno recombinante. Explora el papel de esta Rab GTPasa en la función del Golgi y la endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB31 Rabbit pAb
Notas / Alias	Rab22B; RAB31
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11031
ID del gen	11031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de la RAB31 humana (NP_006859.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13636
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo