

Anticuerpo C Policlonal De Conejo Anti-Rab31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Número de artículo: CM0026549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RAB31 validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Explore el papel de la GTPasa RAB31 en la función del aparato de Golgi, la endocitosis y la maduración del fagosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB31 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Rab22B; RAB31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11031
GeneID	11031
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de RAB31 humano (NP_006859.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13636
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo