

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab33A (Rabs10) Para Wb Y Elisa - Q14088

Número de artículo: CM0020771

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB33A humano, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la formación de autofagosomas y el tráfico de membranas en células linfoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB33A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RabS10; RAB33A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9363
GenelD	9363
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-237 de RAB33A humana (NP_004785.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14088
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo