

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab3Gap1 Para Wb, Elisa - Q15042

Número de artículo: CM0018854



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB3GAP1 validado para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. La subunidad catalítica del complejo Rab3GAP, con funciones en el neurodesarrollo y el tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAB3GAP1
Observaciones/Alias	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	22930
GeneID	22930
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-780 de RAB3GAP1 humano (NP_001165906.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15042
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo