


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab3Ip Para Wb, Elisa - Q96Qf0

Número de artículo: CM0030381



Introducción

RAB3IP Rabbit pAb validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. El objetivo RAB3IP es un GEF para RAB8A/B, involucrado en el tráfico de vesículas y la ciliogénesis. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB3IP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	117177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de RAB3IP humano (NP_071901.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QF0
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo