


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab45 Para Wb Y Elisa - Q8Iz41

Número de artículo: CM0006777



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo RAB45 de CamelBio (clon RAB45, inmunógeno: aa 1-120 del extremo N) está validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de transporte mediado por dineína, tráfico endosomal e investigación de melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB45 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TSG; RAB45
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	158158
ID de gen	158158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la RAB45 humana (NP_689786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IZ41
Peso molecular de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo