


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab4A Para Wb - P20338

Número de artículo: CM0010825



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a RAB4A humana (P20338). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio del tráfico intracelular, la señalización de VEGFR2 y las vías endosomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	RAB4A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5867
GeneID	5867
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20338
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo