

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20339

Número de artículo: CM0007442



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la RAB5A humana, un regulador clave del tráfico endosomal. Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en tráfico endocítico y fusión de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo RAB5A
Observaciones/Alias	RAB5A; RAB5; proteína relacionada con ras Rab-5A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5868
ID del Gen	5868
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 115-215 de la RAB5A humana (NP_004153.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20339
Peso Proteico	22kDa/23kDa
Envío	Bolsa de hielo