

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Número de artículo: CM0013349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB5A (P20339), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra el regulador RAB5A del tráfico endosómico temprano; ideal para estudios del tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAB5A
Observaciones/Alias	RAB5; RAB5A
Especie	Humano
GeneID (humano)	5868
GeneID	5868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de RAB5A humano (NP_004153.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P20339
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo