

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab5B Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

Número de artículo: CM0026021



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RAB5B validado para Western blot, IF/ICC, IF-P y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína relacionada con Ras Rab-5B, un regulador clave del tráfico endocítico temprano para la investigación de la dinámica de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB5B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAB5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5869
GeneID	5869
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del RAB5B humano (NP_002859.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61020
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo