

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab5C Para Wb, Elisa - P51148

Número de artículo: CM0022904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB5C humano (SWISS P51148) para aplicaciones de WB y ELISA. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-216. Reactividad cruzada con humano; peso de la proteína 23kDa. Ideal para investigación de tráfico endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB5C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5878
ID de gen	5878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-216 de RAB5C humano (NP_958842.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P51148
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo