

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab5C / Rabl Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Número de artículo: CM0003225



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a RAB5C/RABL humano, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Peso molecular: 23 kDa. Ideal para el estudio del tráfico endocítico temprano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB5C / RABL mAb de conejo
Anotaciones / Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5878
GeneID	5878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-216 de RAB5C / RABL humano (P51148)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51148
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo