

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab7 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Número de artículo: CM0005828



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra RAB7 humano, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para el estudio del tráfico endolisosomal y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB7 Ratón mAb
Observaciones/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7879
ID de gen	7879
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 108-207 de RAB7 humano (NP_004628.4).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51149
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo