

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab7 Para Wb, Ip, Elisa - P51149

Número de artículo: CM0013815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAB7 (proteína Rab-7a relacionada con Ras), validado para WB, IP y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación del tráfico endosomal, la autofagia y el transporte vesicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Especie	Humano
GeneID (humano)	7879
GeneID	7879
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-207 de RAB7 humana (NP_004628.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P51149
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo