

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab7 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Número de artículo: CM0003289



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la RAB7 humana. Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para estudios de tráfico endosomal; adecuado para el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-RAB7 de conejo
Observaciones/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7879
GeneID	7879
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 108-207 de la RAB7 humana (NP_004628.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51149
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo