

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab7 Para Wb, Elisa - P51149

Número de artículo: CM0017673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB7 humano (proteína relacionada con Ras Rab-7a). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el tráfico endo-lisosomal, la autofagia y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RAB7
Observaciones/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Especie	Humano
GeneID (humano)	7879
GeneID	7879
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-207 de RAB7 humano (NP_004628.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51149
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo