


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab8A Para Wb, If/Icc, Elisa - P61006

Número de artículo: CM0019214



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB8A validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce RAB8A humano, de ratón y de rata (24 kDa). Ideal para estudiar el tráfico intracelular, la ciliogénesis, la autofagia y la polarización epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAB8A
Observaciones/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Especie	Humano
GeneID (humano)	4218
GeneID	4218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-207 de RAB8A humano (NP_005361.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61006
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo