

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab9A Para Wb, If/Icc, Elisa - P51151

Número de artículo: CM0009118



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RAB9A humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. RAB9A es un regulador clave del tráfico de endosomas a la red trans-Golgi (TGN). Ideal para estudios de transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB9A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RAB9; RAB9A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9367
GeneID	9367
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RAB9A humano (NP_004242.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51151
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo