

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab9P40 Para Wb, Elisa - Q7Z6M1

Número de artículo: CM0003464

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico para RAB9P40 humano (efector Rab9 p40), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte de endosoma a TGN en el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB9P40 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Especie	Humano
ID del Gen	10244
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 273-372 de RAB9P40 humano (Q7Z6M1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z6M1
Peso de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo