

Anticuerpo Policlonal Anti-Rabac1 Para Wb, Elisa - Q9Ui14

Número de artículo: CM0019494

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RABAC1 (PRA1) humano, apto para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Es útil para estudios de tráfico de vesículas del Golgi y regulación de proteínas Rab.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RABAC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10567
ID del Gen	10567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de RABAC1 humano (NP_006414.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Ui14
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo