

Anticuerpo Policlonal Anti-Rabggta Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92696

Número de artículo: CM0024484

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RABGGTA humana (subunidad alfa de geranilgeraniltransferasa Rab) validado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de prenilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RABGGTA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTAR3; RABGGTA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5875
ID de Gen	5875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-360 de RABGGTA humana (NP_878256.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92696
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo