

Anticuerpo Policlonal Anti-Rabggtb Para Wb, Elisa - P53611

Número de artículo: CM0019057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RABGGTB humano (subunidad beta de geranilgeranil transferasa tipo-2). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de prenilación y tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RABGGTB Conejo pAb
Observaciones/Alias	GGTB; RABGGTB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5876
GeneID	5876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-331 de RABGGTB humano (NP_004573.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53611
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo