

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Rabl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

Número de artículo: CM0018719

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra RABL3 (PNCA5) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Se dirige a una pequeña GTPasa implicada en la señalización de KRAS y la ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RABL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PNCA5; RABL3
Especie	Humano
ID del Gen	285282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-236 de RABL3 humano (NP_776186.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5HYI8
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo