


Anticuerpo Policlonal Contra La Proteína 1 Activadora De Gtpasa Rac (Rgap1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0H5

Número de artículo: CM0027125



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la RGAP1 humana (proteína 1 activadora de GTPasa Rac), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta RGAP1 humana, de ratón y de rata; peso molecular predicho 71 kDa. Adecuado para investigación del ciclo celular y citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGAP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	29127
ID de Gen	29127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 353-632 de la RGAP1 humana (NP_001119576.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0H5
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo