


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rac1/2/3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Número de artículo: CM0010315



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad contra Rac1/2/3, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con proteínas Rac humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante basado en la región N-terminal de RAC1 humana (P63000). Ideal para estudios sobre señalización de GTPasas y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rac1/2/3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5879
GeneID	5879/5880/5881
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 de RAC1 humana (P63000).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo