


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rac1/2/3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Número de artículo: CM0028674



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Rac1/2/3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Ideal para investigación de migración celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo Rac1/2/3                                                                                                              |
| Observaciones/Alias           | MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3                                                                                       |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 5879/ 5880/ 5881                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 de Rac1/2/3 humano (NP_008839.2) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS                         | P63000/P15153/P60763                                                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 21kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |