

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rac2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15153

Número de artículo: CM0015565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la RAC2 humana (p21-Rac2), para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Detecta RAC2 endógena en células hematopoyéticas; es ideal para la investigación sobre oxidasa NADPH, fagocitosis y señalización por GTPasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5880
GeneID	5880
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-192 de la RAC2 humana (NP_002863.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P15153
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo