


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rac3 Para Wb, Elisa - P60763

Número de artículo: CM0026539



Introducción

Anticuerpo policlonal (PAb) de conejo anti-RAC3 para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Dirigido contra la pequeña GTPasa RAC3 implicada en la extensión celular y la dinámica de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAC3 Rabbit pAb
Notas/Alias	RAC3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5881
ID del gen	5881
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 de la proteína RAC3 humana (NP_005043.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P60763
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo