

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rack1 Para Wb Y Elisa - P63244

Número de artículo: CM0010972



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RACK1 humano (P63244), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para investigación en traducción, señalización y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RACK1
Observaciones/Alias	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10399
ID de gen	10399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-310 de RACK1 humano (P63244).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63244
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo