

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rack1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63244

Número de artículo: CM0019032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RACK1 humano (GNB2L1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar señalización, traducción y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RACK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	10399
GeneID	10399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-290 de RACK1 humano (NP_006089.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63244
Peso Proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo