


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad17 Para Wb, Ip, Elisa - 075943

Número de artículo: CM0027752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RAD17 validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reconoce RAD17 humano, una proteína del punto de control del ciclo celular involucrada en la respuesta al daño del ADN. Ideal para investigación oncológica y estudios de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD17 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
Especie	Humano
GeneID (humano)	5884
GeneID	5884
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-670 de RAD17 humano (NP_002864.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075943
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo