


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rad18 Para Wb Y Elisa - Q9Ns91

Número de artículo: CM0004112



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra Rad18 para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de reparación post-replicación y daño al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Rad18
Observaciones/Alias	RNF73; Rad18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56852
GeneID	56852
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Rad18 humana (Q9NS91)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NS91
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo