


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad18 Para Wb, Elisa - Q9Ns91

Número de artículo: CM0027121



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo Anti-RAD18 validado para Western blot y ELISA, dirigido contra la ligasa de ubiquitina-proteína E3 humana RAD18 (RNF73). Esencial para estudios de reparación postreplicación e investigación de daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb de Conejo Rad18
Observaciones/Alias	RNF73; Rad18
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56852
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-495 de Rad18 humano (NP_064550.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NS91
Peso Molecular de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo